Navodila za merjenje

amoena

Kako izbrati pravi nedrček

1. Spodnja prsna mera, izmerjena v cm, vam določi velikost nedrčka.
2. Polovična zgornja prsna mera, izmerjena v cm in pomnožena z 2, vam določi velikost košarice.
3. Točno velikost nedrčka poiščite s pomočjo spodnje tabele.

Navodila: Pri vseh merjenjih pazite, da teče merilni trak pravilno vodoravno! Ko jemljete zgornjo prsno mero, naj bodo roke vedno spuščene, ker sicer lahko pride do napake pri izmeri.

Merjenje spodnje prsne mere

Da dobimo standardno velikost je velikost razdeljena v skupine v stopnjah po 5 cm.


68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...

Meritev spodnje prsne mere med 68 in 72 cm ustreza velikosti nedrčka 70, meritev spodnje prsne mere med 73 in 77 cm pa ustreza velikosti nedrčka 75 itd.
Velikosti se vedno končajo z „0“ ali „5“.

Nasveti za izvedbo meritve

Polovična zgornja prsna mera:
Izmerite jo na strani obstoječe dojke, od sredine prsnice čez vrh dojke do sredine hrbta.

Spodnja prsna mera:
Izmerite celoten obseg prsnega koša neposredno pod dojkama.



Spodnja prsna mera v cm med

	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122

da velikost nedrčka

	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120

Zgornja prsna mera v cm da velikost košarice

AA	75-77	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132
A	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134
B	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136
C	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133	136-138
D	83-85	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135	138-140
E	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137	140-142
F	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134	137-139	142-144
G	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136	139-141	144-146

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH · 83064 Raubling · Nemčija
www.amoena.com

Amoena je registrirana blagovna znamka podjetja Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.
© 2011 Vse pravice pridržane Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 83064 Raubling, Nemčija
ID XXXX - XX/11

Kako izbrati pravo prsno obliko

Najprej izmerite obseg pod prsmi in izberite ustrezno velikost košarice, kot prikazuje slika na prvi strani te tabele. Nato s premikom po stolpcu navzdol določite ustrezno velikost Amoena prsne oblike.

Ta tabela velikosti je pomoč pri postopku določanja ustrezne velikosti prsne oblike. V vsakem primeru se zanesite tudi na svoje znanje in občutek.

Košarica	Velikost nedrčka																	
AA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120						
A	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120					
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120				
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120			
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
E						65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
F							65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
G										75	80	85	90	95	100	105	110	115

Amoena prsne oblike	Velikost prsne oblike																
Contact Energy Individual Natura Essential	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*	16*	17*


Amoena pooperativna nega	Velikost prsne oblike								
Priform		1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	

* Na voljo kot Amoena Essential ali Amoena Natura

Amoena delne prsne oblike	Oblike	Velikost											
Amoena Balance	Delta [1, 2]		1/2		3/4		5/6		7/8		9/10		
	Oval [1]	0/1		2/3		4/5		6/7		8/9			
	Curve			S		M		L					
	Varia [1]			S		M		L		XL			

[1] Na voljo tudi kot Amoena Balance Contact
[2] Na voljo tudi kot Amoena Balance Individual

Izbira pravilne oblike košarice



Oblike košaric so prikazane le za velikosti A-C, prav tako so na voljo tudi v velikosti D-G.

Ženske prsi se ne razlikujejo le v podprsni velikosti in velikosti košarice, ampak tudi v obliki košarice. Da bi dosegli kar najbližjo obliko, Amoena ponuja tri različne oblike košaric. Le-te so označene s številkami od 1 do 3 (glede na plitve, povprečne ali polne košarice) že v imenu prsne oblike, npr. Amoena Contact 2S.

Ko določite ustrezno velikost prsne oblike, nadaljujte z določanjem oblike košarice. Nato primerjajte slike v ustrezni vrstici na levi s profilom ženskih prsi med nošenjem nedrčka in izberite najustreznejšo. Za prikaz dobrega prilagajanja naj ženska nosi oprijeto majico.

NAMIG: Ženske z majhnim obsegom pod prsmi največkrat izberejo košarice polne oblike, medtem ko se ženske z večjim obsegom pod prsmi nagibajo k manj polnim oblikam košaric.

